

NÁVOD K POUŽITÍ - Čtecí lupa 4× s LED osvětlením

Model 10863-10LC

K čemu lupa slouží: Skládací čtecí lupa s 4× zvětšením je vhodná pro čtení knih, novin, časopisů, návodů a dalšího drobného textu. Integrované LED osvětlení usnadňuje čtení při horších světelných podmínkách.

Technické údaje

Zvětšení: 4× **Čočka:** 108 × 63 mm, akrylátová **Osvětlení:** 10× bílá LED **Akumulátor:** Li-ion, 650 mAh / 3,7 **Nabíjení:** USB-C **Doba nabíjení:** Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny

Nabíjení

1. Připojte přiložený USB-C kabel do konektoru na rukojeti lupy.
2. Druhý konec připojte k vhodné USB nabíječce nebo USB portu počítače.
3. Stav nabití signalizují kontrolní LED diody na rukojeti.
4. Po nabití kabel odpojte.

Zapnutí a nastavení osvětlení:

Osvětlení se ovládá **dotykovým senzorem se symbolem žárovky** na rukojeti.

- **1. dotyk:** nízký jas – výdrž až přibližně 6 hodin
- **2. dotyk:** střední jas – výdrž přibližně 3 hodiny
- **3. dotyk:** vysoký jas – výdrž přibližně 2 hodiny
- **4. dotyk:** vypnutí osvětlení

Skutečná doba provozu závisí na stavu a stáří akumulátoru.

Nastavení rukojeti: Rukojeť je skládací a lze ji nastavit do různých poloh podle způsobu používání. Lupu lze používat jako klasickou ruční lupu nebo ji nastavit do vhodné polohy pro pohodlnější čtení. Při nastavování rukojeti nepoužívejte nadměrnou sílu. **Použití:** Zapněte požadované osvětlení a umístěte lupu nad čtený text. Pomalu upravujte vzdálenost lupy od textu, dokud nebude obraz ostrý.

Čištění a údržba:

Čočku čistěte **měkkým a čistým hadříkem**.

- Nepoužívejte hrubé materiály ani abrazivní prostředky.
- Čočku neškrábejte.
- Lupu neponořujte do vody.
- Zabraňte vniknutí vody do elektroniky a nabíjecího konektoru.
- Uchovávejte na suchém místě mimo zdroje tepla.

Bezpečnostní upozornění

- Nedívejte se přímo do rozsvícených LED diod.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Lupu nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Akumulátor nerozebírejte ani se jej nepokoušejte sami vyměňovat.
- Výrobek nevystavujte ohni, vysokým teplotám ani nadměrné vlhkosti.
- Pokud se lupa při nabíjení neobvykle zahřívá, zapáchá nebo jeví známky poškození, nabíjení okamžitě přerušte.

Likvidace: Po skončení životnosti nevyhazujte lupu ani její vestavěný akumulátor do běžného komunálního odpadu. Výrobek odevzdejte na příslušném místě pro sběr elektroodpadu.

Model: 10863-10LC

Zvětšení: 4×

Nabíjení: USB-C

Osvětlení: 10× LED