

ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O VÝROBKU

SKU

ACT-032

Identifikace výrobku

Název výrobku: Nástěnné bezpečnostní madlo do koupelny

Druh výrobku: Bezpečnostní nástěnné madlo

Barva: Bílá

Stav: Nové

Účel použití

Madlo slouží jako opora při vstávání, usedání a pohybu v koupelně, na toaletě nebo v dalších prostorách domácnosti. Je vhodné zejména pro seniory, osoby po úrazech nebo operacích a osoby se sníženou pohyblivostí.

Popis výrobku

Protiskluzový povrch zajišťuje bezpečný úchop i mokřýma rukama. Madlo lze instalovat vodorovně, svisle nebo šikmo. Je vhodné ke sprše, vaně, WC i na chodby.

Hlavní výhody

- Pevná a stabilní opora
- Protiskluzový povrch
- Snadná montáž
- Vhodné do koupelny i na WC
- Pomáhá snižovat riziko uklouznutí

Doporučené použití

Madlo instalujte pouze na pevnou nosnou stěnu pomocí vhodného spojovacího materiálu. Před každým použitím zkontrolujte jeho stabilitu a dotažení.

Bezpečnostní upozornění

Madlo slouží pouze jako podpůrná pomůcka. Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný výrobek. Výrobek není určen jako schůdek ani závěsný prvek. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Údržba a skladování

Čistěte měkkým hadříkem a běžnými neabrazivními čisticími prostředky. Pravidelně kontrolujte dotažení montážních prvků.

Technické údaje

Typ: Bezpečnostní nástěnné madlo

Materiál: Odolný plast

Povrch: Protiskluzový

Barva: Bílá

Montáž: Pomocí vrtů do stěny
Varianty: 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm

Výrobce

K DESIGN S.r.l.
Itálie

Prodejce v České republice

Actimed
IČO: 70184283
E-mail: info@actimed.cz
Web: www.actimed.cz

Důležité informace

Uschovejte tento návod pro budoucí použití.