

ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O VÝROBKU

ACT-044 – Polohovací a přenosová podložka

Určení výrobku: Polohovací a přenosová podložka je určena k usnadnění polohování, otáčení a přesunu osob se sníženou pohyblivostí. Díky šesti pevným úchytům umožňuje bezpečnější manipulaci.

Technické údaje:

- Rozměry: 91 × 86 cm
- 6 pevných úchytů
- Opakovaně použitelná, pratelná

Bezpečnost:

- Používejte pouze za asistence pečující osoby.
- Není určena ke zvedání osob do vzduchu.
- Před každým použitím zkontrolujte stav podložky a úchytů.
- Poškozený výrobek nepoužívejte.

Čištění: Perte dle pokynů výrobce, nechte důkladně vyschnout.

Odpovědná osoba v EU:

HUMISS TRADING S.L., Madrid, Španělsko
E-mail: eugpsres@outlook.com

Výrobce:

Haining Meike Textile Co., Ltd., Zhejiang, Čína
E-mail: 13750768558@139.com

Distributor: Actimed.cz